

HepaSphera®

Microesferas



Previsível.



Compatível.

Comprovado.®





HepaSphera[®]

Previsível. Compatível. Comprovado.

- **Previsível**
Após reconstituição com solução salina, a HepaSphera[®] mantém seu formato esférico.
- **Compatível**
A HepaSphera[®] se conforma no lúmen do vaso de forma atraumática, promovendo uma maior área de contato entre o vaso e o material embólico levando a oclusão total do vaso.
- **Comprovado**
As microesferas HepaSphera[®] são reconhecidas e aceitas para procedimentos de embolização.
As HepaSpheras[®] são indicadas para:
 - Hepatocarcinoma - com Doxorubicina
 - Metástase de Colo Retal - com Irinotecano



Descrição do Produto

Código	Cor do Frasco	Intervalo de tamanho das partículas secas (µm)	Intervalo de tamanho das partículas expandidas
V225HS		30-60	120-240
V325HS		50-100	200-400
V525HS		100-150	400-600
V725HS		150-200	600-800

ANVISA: 80740950105

Antes de utilizar o produto, consulte instruções de uso para indicações, contra-indicações, avisos e precauções.